

Monitor pacienta COMPACT 9



Monitor pacienta COMPACT 9

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Základní cena s DPH

Prodejní cena

Sleva

14 Days



[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [Medical ECONET GmbH Germany](#)

Popis

Pacientský monitor je robustní, přenosný a snadno ovladatelný

Vlastnosti

- Měření NIBP, EKG, tepová frekvence, dýchání, SpO2, teplota, IBP (volitelné), EtCO2 (volitelné)

- Barevný dotykový displej 12,1" - 800 x 600 pixel
- zahrnuje tiskárnu
- Další výstup VGA pro externí Monitor
- Alarm funkce pro všechny parametry
- Oxy CRG (Cardiorespirograf)
- Training modul
- Zobrazuje až 6 vln
- Výběr barvy pro vlny
- 168 hod trend paměti
- Jazyky německý, anglický, český, francouzský, ruský
- Návod k obsluze

Volitelné příslušenství:

- 5 - kabel EKG pro Monitor COMPACT 7 a COMPACT 9
- 12 - kabel EKG
- SpO2 - senzor a kabel adaptéru SpO2
- NIBP manžety a rozšíření
- 2 role papíru do tiskárny
- Lepící elektrody
- Napájecí zdroj
- Li-Ion baterie

- Lite centrální Software - k dispozici pro všechny kompaktní monitory

Jednotek v balení:1

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.