


SURTRON 160



ECH přístroj pro monopórní a bipolární aplikace

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Základní cena s DPH

Prodejní cena

Sleva

14 Days



[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [LED SpA](#)

Popis

Elektronická radiofrekvencí jednotka vhodná pro malé a střední chirurgické zásahy

Vlastnosti:

- max. výstupní výkon 160W (600kHz)
- čistý řez (CUT) - 160W
- řez s koagulací (BLEND) - 120W
- silná koagulace (FORCED COAG) - 100W
- jemná koagulace (SOFT COAG) - 80W - hloubková koagulace bez nekrotizace
- bipolární koagulace (BIPOLAR) - 60W
- mikroprocesorem kontrolovaný průběh celého zákroku pro maximální bezpečnost pacienta

Příslušenství:

- 1 ks - sterilizovatelný ruční elektrodový nástavec
- 1 sada 10-ti elektrod
- 1 ks - silikonová neutrální elektroda
- 1 ks - propojovací kabel k neutrální elektrodě
- 1 ks - nožní pedál
- 1 ks - síťový kabel 2m

Jednotek v balení:1

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.