

SURTRON 50D



ECH přístroj pro monopolární aplikace

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Základní cena s DPH

Prodejní cena

Sleva

14 Days



[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [LED SpA](#)

Popis

Elektronická radiofrekvenční jednotka vhodná pro malé chirurgické zásahy

Vlastnosti:

- max. výstupní výkon 50W (600kHz)
- řez - koag1 - koag2 - koagulace
- permanentní kontrola patientského okruhu

Patří k tomu:

- 1 ks - sterilizovatelný ruční elektrodový nástavec
- 1 sada 10-ti elektrod
- 1 ks - válcová neutrální elektroda
- 1 ks - propojovací kabel k neutrální elektrodě
- 1 ks - nožní pedál

- 1 ks - síťový kabel 2m

Jednotek v balení:1

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.