

## SURTRON 80



ECH přístroj pro monopolární a bipolární aplikace

Hodnocení: Nehodnoceno

### Cena

Základní cena s DPH

Prodejní cena

Sleva

14 Days



[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [LED SpA](#)

### Popis

Elektronická radiofrekvenční jednotka vhodná pro malé a střední chirurgické zásahy

### Vlastnosti:

- max. výstupní výkon 80W (700kHz)
- čistý řez (CUT) - 80W
- řez s koagulací (BLEND) - 60W
- silná koagulace (FORCECAG) - 50W
- jemná koagulace (SOFTCAG) - 40W - hloubková koagulace bez vzniku nekrotizace
- bipolární koagulace (BIPOLAR) - 30W
- mikroprocesorem kontrolovaný průběh celého zákroku pro maximální bezpečnost pacienta

### Příslušenství:

- 1 ks - sterilizovatelný ruční elektrodový nástavec

- 1 sada 10-ti elektrod
- 1 ks - silikonová neutrální elektroda
- 1 ks - propojovací kabel k neutrální elektrodě
- 1 ks - nožní pedál
- 1 ks - síťový kabel 2m

Jednotek v balení:1

#### **Hodnocení**

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.