

Kolposkop AC3500



Kolposkop AC3500

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Základní cena s DPH

Prodejní cena

Sleva

14 Days



[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [ALLTION](#)

Popis

Přístroj je vysoce kvalitní pro gynekologické vyšetření. Díky SHOTT nabízí vynikající optické funkce s vysokým rozlišením a ostrostí.

Vlastnosti:

- 5-stupňové zvětšení: 2,7x, 4,2x, 6,7x, 10,7x, 16,7x
- Ohnisková vzdálenost: 300 mm
- Binokulární hlava F = 160
- Intenzita světla: >38.000 LUX
- Ventilátor chlazení
- Dual-port optické koaxiální osvětlení s 15V/150W lampou
- Integrovaný zelený filtr

- Individuální nastavitelný okulár 12,5 (dioptrie)
- Pracovní výška: 800mm - 1050mm
- Náhradní lampa, kryt proti prachu

Volitelné příslušenství:

- P6-HEND-2: 45° sklon binokulární hlavice
- P6-HEAD-0/60: 0-60 ° sklon binokulární hlavice
- P6-E16X: Okuláru 16,0 x
- P6-E10X: Eyepiece 10.0x
- P6-objektiv: objektiv 100mm, 175mm, 200mm, 250mm, 350mm, 400mm
- P6-PCAP: Objektivní protector
- P6-BS: Beam Splitter (59 %: 50 %)
- P6-CA: Video (CCD kamera) adaptér
- P6-DA: Digitální fotoaparát adaptér
- P6-filtr: Žlutý filtr
- P6-MH50: MH-50 Metal halogenid zdroj studeného světla bílé barvy (200 000 LUX) s životností cca 2 000 hod
- P6-XD300: Zdroj studeného světla Xenon 250W XD-300 poskytuje osvětlení teplota (5500 stupňů K), bílé, denní světlo (5,800,000 LUX). Vynikající volbou zejména pro digitální fotoaparáty.

Jednotek v balení:1

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.