

Kolposkop série YDJ-II LED



Kolposkop série YDJ-II LED

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Základní cena s DPH

Prodejní cena

Sleva

14 Days



[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [ALLTION](#)

Popis

Kolposkop série YDJ-II LED je vysoce přesný optický přístroj specializující se na gynekologické vyšetření a diagnostiku. Přesná struktura, nový typ LED osvětlení, nastavitelné rameno nabízí vynikající parfokální pohled s přesným trojrozměrným obrazem .

Vlastnosti:

- LED zdroj světla, který je dlouho trvající, větší vyváženost barev a je chladnější na dotyk než standardní zdroje halogenového světla
- Intenzita světla: 30.000 LUX
- Životnost LED osvětlení až 20 000 hod
- Optický úhel binokulární hlavy - 45 °
- 16x široké zorné pole okuláru
- Pracovní vzdálenost: 300 mm
- 5-krokové zvětšení: 2,7x - 30x
- Integrovaný zelený a modrý filtr
- Pole průměr 11mm - 84mm
- Napájecí napětí: 90/60Hz - 250V/50HZ
- DC 12V výstup a napájení pro CCD kamery

Volitelné příslušenství:

- 20x okulár
- F = 230 mm objektiv

- F = 280mm objektiv
- Adaptér pro digitální fotoaparát SLR

Jednotek v balení:1

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.